




INSTRUCCIONES DE USO

PROFESIONALES SANITARIOS

 IFU Version v4.0.4 (20/10/2025)

INNOVATION SPRINT SRL
Clos Chapelle-aux-Champs 30, bte 1.30.30
1200 Brussels, Belgium

ACERCA DE

El Portal Healthentia es una colección de varios módulos. Varios módulos se consideran productos sanitarios y están cubiertos por el marcado CE de acuerdo con el Reglamento Europeo 2017/745:



- Cuadro de mandos por materias: El sistema HEALTHENTIA ofrece varios cuadros de mando a nivel de asignatura. Hay tres grandes categorías de información que se presentan a través de visualizaciones relacionadas con cada tema: visión general del tema, sus informes y sus mediciones.
- Alertas: La funcionalidad de alertas utiliza una interfaz de usuario para establecer reglas y umbrales relativos a los valores recogidos de diversas fuentes, como respuestas a cuestionarios o dispositivos IoT, como un número absoluto para un periodo de tiempo o relativo a vectores anteriores en un periodo de tiempo. A continuación, se crearán alertas para los médicos o se etiquetarán los pacientes.
- Coaching virtual: Es la funcionalidad que permite al usuario (sujeto/paciente) interactuar con un coach conversacional encarnado con fines informativos y motivacionales. Los usuarios de la aplicación HEALTHENTIA Mobile pueden interactuar con el entrenador virtual a través del lenguaje natural de forma controlada (es decir, sin entrada libre de texto/voz). Los diálogos en los que interviene el entrenador virtual son interacciones guionizadas por nuestros expertos clínicos. Los usuarios pueden navegar por los diálogos eligiendo en cada paso de la conversación entre una serie de opciones de respuesta proporcionadas. De este modo, es posible ofrecer al entrenador virtual una atractiva interfaz de usuario en lenguaje natural, al tiempo que se mantiene un estricto control sobre la información que se proporciona al usuario o los consejos que se le dan.
- Otros módulos de apoyo del portal: Servicios de estudio (editor de cuestionarios, cuestionario compuesto, configurador de estudios, estudio multisitio), lista de temas, cuadro de mandos a nivel de estudio.
- Otros módulos de apoyo de Backed: programador, seguridad y normativa, gestión, tratamiento de datos, API y SDK.

Información

Para más información, visite: <https://healthentia.com>

Para cualquier pregunta o solicitud relacionada con la privacidad, puede ponerse en contacto con:

dpo@healthentia.com

Para preguntas generales, puede ponerse en contacto con: info@healthentia.com

Informe de incidente grave

Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con la Healthentia Medical Device App, puede ponerse en contacto con el fabricante (Innovation Sprint Srl) en: support@healthentia.com y con la autoridad competente en su localidad.

Asistencia técnica

El servicio de asistencia sanitaria se ofrece en el mejor de los casos.

Para cualquier consulta de asistencia técnica, puede ponerse en contacto con: support@healthentia.com

Nuestro equipo de asistencia le responderá en el plazo de un día laborable.

Versión en papel del IFU

Si desea una versión en papel de las instrucciones de uso, póngase en contacto con el fabricante en la siguiente dirección de correo electrónico: info@healthentia.com. Se le entregará en un plazo de 7 días naturales a partir de la recepción de la solicitud.

OBJETIVO PREVISTO

Healthentia es un software destinado a: a) la recopilación y transmisión de datos fisiológicos, incluidos la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la saturación de oxígeno y el peso, directamente a los proveedores de atención a través de medios electrónicos automatizados en combinación con dispositivos IoT validados; b) la visualización (paneles basados en sujetos) y el tratamiento matemático de los datos (análisis de tendencias, alertas) relacionados con los parámetros fisiológicos del sujeto con enfermedad crónica monitorizada; c) la transmisión de los resultados del paciente y las puntuaciones de los resultados relacionados con el estado de salud del paciente, los factores que afectan a la salud, la calidad de vida relacionada con la salud, el conocimiento de la enfermedad y la adherencia al tratamiento a través de cuestionarios validados ; d) la interacción del usuario (sujeto/paciente) con un entrenador virtual conversacional con fines informativos y motivacionales, con el fin de apoyar la telemonitorización del sujeto, la toma de decisiones y el entrenamiento virtual.

BENEFICIOS CLÍNICOS

El uso de Healthentia permite:

- Proporcionar información objetiva a los profesionales sanitarios para apoyar el diagnóstico.
- Destacar la evolución de los parámetros fisiológicos mediante el análisis de tendencias de las entradas del paciente
- Permitir a los profesionales sanitarios ofrecer la misma calidad asistencial y la misma seguridad que la asistencia estándar.

INDICACIONES CLÍNICAS

Telemonitorización de pacientes con enfermedades crónicas (como insuficiencia cardíaca, cáncer, EPOC, etc.)

CONTRAINDICACIONES

- Healthentia no está pensado para la monitorización de pacientes en situaciones críticas (quirófano, urgencias, cuidados intensivos).
- Cualquier afección física o cognitiva que, a juicio clínico, impida al paciente utilizar Healthentia, por ejemplo, demencia.
- El dispositivo no debe utilizarse durante el embarazo.
- Healthentia no ha sido probado con población pediátrica. Por lo tanto, Healthentia está destinado exclusivamente al uso en adultos (>18 años) y no cubre el uso en niños.

GRUPO DESTINATARIO DE PACIENTES

Pacientes con enfermedades crónicas que participan en una investigación clínica o en un tratamiento médico

USUARIOS PREVISTOS

Pacientes telemonitorizados y sus profesionales sanitarios

ENTORNO DE USO Y DURACIÓN

Healthentia puede utilizarse como solución de Monitorización Remota de Pacientes para pacientes que reciben el alta hospitalaria y deben seguir un determinado tratamiento. La duración depende del estudio o intervención o de la voluntad del paciente.

ADVERTENCIAS

- El dispositivo no pretende sustituir la atención de un profesional sanitario, incluida la prescripción, el diagnóstico o el tratamiento.
- Consulte periódicamente el cuadro de mando de alertas, ya que puede influir en el seguimiento de sus pacientes.

INFORMACIÓN AL PACIENTE

Por favor, informe a su paciente sobre la siguiente información:

- Healthentia no está controlada en tiempo real por el personal sanitario; está destinada únicamente a la comunicación no urgente. En caso de emergencia, póngase en contacto por teléfono con su unidad asistencial o con el número de emergencias.
- En algunos casos especiales, los consejos e instrucciones de autocuidado proporcionados por Healthentia pueden no ser aplicables a su situación. Si tiene preguntas sobre sus cuidados, síntomas y manejo, póngase en contacto con el equipo sanitario.
- Si tiene preguntas sobre sus cuidados, síntomas y tratamiento, póngase en contacto con su equipo sanitario.
- El dispositivo no pretende sustituir la atención de un profesional sanitario, incluida la prescripción, el diagnóstico o el tratamiento.
- La televigilancia no sustituye a los controles periódicos con su médico. Consulte a su médico en caso de síntomas graves y persistentes.
- En combinación con Healthentia, utilice únicamente aparatos de medición cuyas prestaciones técnicas (exactitud, precisión) hayan sido verificadas por su profesional sanitario, ya que puede afectar al resultado de su seguimiento.
- Verifique la coherencia de sus datos clínicos y la buena transferencia de los mismos a su profesional sanitario, ya que la calidad del diagnóstico y del tratamiento se basa parcialmente en esta información.

AVISO LEGAL

- El usuario es responsable de la evaluación final del diagnóstico y del tratamiento decidido para el paciente.
- El dispositivo proporciona información de apoyo a la decisión diagnóstica y terapéutica, pero debe tenerse en cuenta el contexto clínico general antes de tomar cualquier decisión.

REQUISITOS MÍNIMOS

Hardware compatible

Cualquier ordenador personal que utilice el sistema operativo (SO) y el navegador compatibles (véase más abajo) es un dispositivo de hardware compatible.

Requisitos del sistema operativo/navegador

El Portal Healthentia requiere una conexión estable a Internet y un dispositivo compatible (portátil, ordenador de sobremesa, etc.). Los sistemas operativos compatibles son:

- Microsoft Windows: versión 7 y superiores
- MacOS: versión 10.15 y superior
- Linux: Distribuciones LTS lanzadas después de 2016
- Distribuciones Debian publicadas después de 2017
- Distribuciones de Fedora publicadas después de 2017

Este dispositivo necesitará un navegador de internet actualizado para poder consultar la aplicación web. Se sugiere utilizar uno de los siguientes navegadores que han sido probados:

- Google Chrome: versión 93 y superiores
- Mozilla Firefox: versión 88 y superiores
- Safari: versión 11 y superiores
- Microsoft Edge: versión 88 y superiores

Se analizan los problemas específicos que llegan a Innovation Sprint procedentes de los usuarios (vigilancia postcomercialización) y, cuando se detecta un error sistemático en un navegador, se añade al backlog y se prioriza para la versión correcta.

INTEGRACIÓN CON OTROS DISPOSITIVOS

A continuación se enumeran los requisitos de precisión de los dispositivos IoT que se conectan a Healthentia.

medición	Mín. exactitud	Módulo médico
Presión arterial	≤10mmHg (l menos 85% de probabilidad)	Sí
SpO2	$A_{rms} \pm 2-3\%$ de los valores de gases en sangre arterial	Sí
Corazón (RHR, max, ...)	±10% de la frecuencia de entrada o ±5 bpm	Sí
Peso	±0.5-1.0 kg	Sí
Actividad física (pasos, ...)	n/a	No
Dormir	n/a	No

Healthentia App es compatible con otros dispositivos para recopilar información sobre el estilo de vida y las constantes vitales. Los dispositivos compatibles que pueden utilizarse junto con Healthentia son:

- Rastreadores y relojes Garmin a través de la API de Garmin (Android e iOS)**: Fenix 5 pro, Fenix 6 pro, Forerunner 945, Vivoactive 4, Vivosmart 4, Venu 2S,
- Rastreadores y relojes Fitbit a través de la API de Fitbit (Android e iOS)**: Versa, Inspire 2

- Dispositivos iHealth vía Bluetooth (Android & iOS): Tensiómetro conectado iHealth Track (KN-550BT)*, Báscula inteligente de composición corporal iHealth Fit (HS2S)**, Pulsioxímetro inteligente - iHealth Air (POM3)*.
- Cinturón Polar a través de la API de Polar (Android e iOS): H9**

* El dispositivo tiene una precisión aceptable para la finalidad prevista de Healthentia

** El dispositivo no tiene una precisión aceptable para la finalidad prevista de Healthentia y sólo puede utilizarse para mediciones que no requieran precisión (por ejemplo, contador de pasos, sueño).

Estos dispositivos constituyen una combinación segura y actualmente no existe información específica de ningún dispositivo sobre restricciones conocidas a las combinaciones. Es responsabilidad del proveedor de asistencia sanitaria seleccionar los dispositivos conectados, entre los validados enumerados anteriormente, que sean adecuados para el fin previsto en términos de precisión, repetibilidad y rango de medición, ya que puede afectar al diagnóstico del paciente. Healthentia muestra los valores en métricas internacionales (m, kg, s) independientemente de la preferencia del paciente en su dispositivo IoT.

SEGURIDAD Y RENDIMIENTO

Seguridad

Innovation Sprint se compromete a proteger la seguridad de la información de los interesados y toma las precauciones razonables para protegerla, incluida la protección contra el acceso no autorizado, necesaria para que el software funcione según lo previsto. En este contexto, Innovation Sprint evalúa y revisa periódicamente las tecnologías, las instalaciones, los procedimientos y los riesgos potenciales para mantener la seguridad y la privacidad de los datos de los usuarios, prestando especial atención al acceso basado en funciones y al registro del acceso a los datos sanitarios. Además, cualquier cambio potencial en las aplicaciones informáticas, los servicios prestados y/o los sistemas de hardware se justifica, evalúa y registra adecuadamente sobre la base de las mejores prácticas y normas internacionales.

- Evite utilizar redes wi-fi públicas para conectarse a Healthentia cuando vaya a añadir y/o gestionar datos de salud y/o detalles de su perfil.
- No utilices dispositivos con jailbreak.
- Las contraseñas deben tener al menos ocho (8) caracteres, contener caracteres de tres de los cuatro grupos siguientes: Letras minúsculas, Letras mayúsculas, Números (0-9), Caracteres especiales.
- Nunca guardes tus contraseñas en tus dispositivos.
- Cambia tus contraseñas al menos cada seis meses.
- Instale un programa antimalware en sus dispositivos y actualícelo regularmente.
- Asegúrate de que cada correo electrónico que registras en Healthentia se corresponde contigo.
- Ignore y elimine los mensajes de origen dudoso y no siga los enlaces que incluyan y remitan a sitios web.
- No revele por teléfono, correo electrónico, formulario de Internet o redes sociales información confidencial como su nombre de usuario o contraseña.
- Utilice siempre las versiones más actualizadas del sistema operativo de su dispositivo y de Healthentia App.

Rendimiento

- Proporcionar información objetiva a los profesionales sanitarios para apoyar el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes;
- Destacar la evolución de los parámetros fisiológicos mediante el análisis de tendencias de las entradas del paciente;
- Aumentar la adherencia del paciente al tratamiento.

TABLE OF CONTENTS

ACERCA DE	2
Objetivo previsto	3
Beneficios clínicos.....	3
Indicaciones clínicas	3
Contraindicaciones	3
Grupo destinatario de pacientes.....	3
Usuarios previstos	3
Entorno de uso y duración	4
Advertencias	4
INFORMACIÓN AL PACIENTE	4
AVISO LEGAL	4
REQUISITOS MÍNIMOS.....	5
Integración con otros dispositivos	5
SEGURIDAD Y RENDIMIENTO.....	6
Table of Contents	7
1 Primeros pasos	9
1.1 Conectarse/Registrarse como usuario del portal	9
1.2 Contraseña olvidada como usuario del portal.....	9
2 ESTUDIO Gestión	10
2.1 RESUMEN DEL ESTUDIO	10
2.2 Crear un nuevo ESTUDIO	11
3 Cuadro de mandos	12
3.1 MAPA INTERACTIVO	12
3.2 BI dashbaord	13
4 Temas.....	14
4.1 AÑADIR UN ASUNTO	14
4.2 REGISTRO DE ASUNTOS	15

4.3	LISTA DE TEMAS.....	15
4.4	TAG S & DYNAMIC ALERTS (no es un módulo médico).....	16
4.5	PANEL DE ALERTAS	17
4.6	LISTAS DINÁMICAS	17
5	NOTIFICACIONES	19
5.1	REGISTRO DE NOTIFICACIONES.....	19
5.2	Notificaciones INSTANTÁNEAS	19
5.3	Notificaciones programadas	20
6	MENSAJES-TELECONSULTA.....	21
6.1	BUZÓN DE MENSAJES	21
6.2	TELECONSULTA	21
7	ECONSENT.....	23
7.1	eCONSENT	23
8	CUESTIONARIOS.....	25
8.1	Lista de cuestionarios	25
9	Usuarios.....	27
9.1	FUNCIONES Y PERMISOS.....	27
9.2	Lista de usuarios	28
10	ruta de AUDITORÍA	29
10.1	REGISTRO DEL PORTAL	29
10.2	Registro de solicitudes	29

1 PRIMEROS PASOS

HEALTHENTIA puede ser utilizado tanto por particulares como por patrocinadores de ensayos clínicos. Los individuos pueden informar y controlar sus resultados (por ejemplo, síntomas) y su actividad, y recibir cuestionarios de bienestar generados automáticamente. Los datos agregados proporcionados tras el consentimiento de los usuarios pueden procesarse para realizar estudios de investigación sin ánimo de lucro. Los patrocinadores de ensayos clínicos pueden utilizar HEALTHENTIA para recopilar ePROM/ePREM en el marco normativo adecuado (por ejemplo, Buenas Prácticas Clínicas) para llevar a cabo protocolos de estudio, a menudo mediante el uso de una instancia PaaS de la plataforma. Los individuos, en función de su información de consentimiento, pueden recibir invitaciones para participar en estudios de investigación.

Este manual está dirigido a los Administradores de la Organización, Administradores del Estudio, Investigadores y demás personal autorizado del Portal del Estudio.

1.1 CONECTARSE/REGISTRARSE COMO USUARIO DEL PORTAL

Para iniciar sesión, el usuario debe ir a la página de inicio de sesión, disponible en <https://saas.healthentia.com> para la versión SaaS, o a una URL especificada para la versión PaaS.




Figura 1 - Página de inicio de sesión



Figura 2 - Página de registro

Los usuarios reciben una invitación de un Administrador de Organización para registrar su cuenta y entrar en el portal en el estudio asignado con un rol asignado.

1.2 CONTRASEÑA OLVIDADA COMO USUARIO DEL PORTAL

Si no puede acceder a su cuenta, utilice el botón de olvido de contraseña de la página de inicio de sesión.



Figura 3 - Recuperación de la contraseña y restablecimiento del correo electrónico

Los usuarios reciben un correo electrónico para configurar una nueva contraseña y acceder a su cuenta.

2 ESTUDIO GESTIÓN

2.1 RESUMEN DEL ESTUDIO

Tras iniciar sesión, accederá a la página de descripción general de estudios - Mis estudios, que contiene una lista de sus estudios disponibles y algunas estadísticas generales. Puede acceder a sus Estudios, editarlos o crear uno nuevo.

Figure 4 displays the 'MY STUDIES' dashboard. The sidebar on the left includes the Healthentia logo and navigation options: Symptom Tracker, DASHBOARD, STUDY, SUBJECTS, USERS, ALERTS, ECOSSENT, NOTIFICATIONS, QUESTIONNAIRES, SYSTEM, DEVICES, and AUDIT TRAIL. The main area shows summary statistics for 'Overall', 'Tracked Activity', 'Adherence', and 'Last week's activity'. Below these is a table of studies with columns for Icon, Name, Organization, Codename, Disease, Patients, Status, Alerts, and Actions.

Icon	Name	Organization	Codename	Disease	Patients	Status	Alerts	Actions
	Test Study-I	ORG_1	testirida		0	ONGOING	0	
	Interface	ORG_6	Interface	HIV Remote Patient ...	66	ONGOING	10	
	Symptom Tracker	ORG_1	COVID19		356	ONGOING	285	

Figura 4 - Resumen del estudio

2.2 CREAR UN NUEVO ESTUDIO

Desde esta primera página, tiene la opción de crear un nuevo estudio. Dependiendo del tipo de estudio, el investigador proporciona información diferente. En Figura5 se pueden ver las configuraciones disponibles para el estudio pero también para la App móvil. Hay una selección de widgets disponibles para seleccionar para el nuevo estudio y configurar las fuentes de datos pero también varios campos para rellenar como Nombre, Código, logo, Idiomas, área terapéutica, duración y consentimientos.

Healthentia
Real World Outcomes

Symptom Tracker

DASHBOARD

SUBJECTS

USERS

ALERTS

ECONSENT

MESSAGES

NOTIFICATIONS

QUESTIONNAIRES

SYSTEM

DEVICES

AUDIT TRAIL

CREATE STUDY

GENERAL

Account Settings

Name: * Therapeutic Area: Codename: *

Protocol: Duration In Months: Start Date: 2021/05/14 End Date:

Primary Language: * Add More Languages: Study Logo: 1

--Select-- Choose File No file chosen

Additional Services

☐ Video-Chat ☐ Multicenter ☐ Interactive Map

MOBILE CONFIGURATION

Study Information Page: Study Logo on App: 1

Leave empty for no Information Page Choose File No file chosen

Pop-up for Study's terms & Privacy 1

Short Term's Description: Terms of Use URL: 1

Leave empty for no Short Terms Description Leave empty for no Terms of Use

Privacy Policy URL: 1

Leave empty for no Privacy Policy

Available Consents

☒ General Terms ☒ Allowing Reporting ☐ Contacted by doctor in case of need

Additional App Widgets

☐ Treatment Reminder ☐ Two-Factor Authentication ☐ Liquid consumption ☐ Sleep Widget

Activity Widget (Available Integrations)

☒ Fitbit Sync ☒ Garmin Sync ☒ Apple Health Sync ☒ Android Sync

SUBJECT DETAIL PAGE CONFIGURATION

☐ First/Last Name ☐ Fiscal Number ☐ Study Dates ☐ Severity

☐ Managed Fitbit ☐ Tracker Description ☐ Mobile Description ☐ Therapeutic Area

☒ Subject Id ☒ Email ☒ Phone Number ☒ Status

☒ Time Zone ☒ Language ☒ Gender ☒ Weight

☒ Height ☒ Birth Date ☒ Tags ☒ Notes

Cancel Create

Figura 5 - Crear nuevo estudio

3 CUADRO DE MANDOS

El panel del usuario contiene información del estudio seleccionado en pestañas, por ejemplo, Mapa interactivo, Visión general del estudio, Visión general de las actividades medidas y Visión general de los resultados. Se trata de un conjunto personalizable de pestañas del cuadro de mandos; dependen de los Resultados que recoja cada ensayo. El mapa está conectado a una pregunta de localización, la actividad medida requiere una conexión a los sensores móviles (o fitbit, Garmin, etc) y la pestaña de resultados comunicados tiene un mecanismo de autoservicio para que las preguntas formuladas en el cuestionario se vean en dos tipos de gráficos.

3.1 MAPA INTERACTIVO

En la configuración del estudio, el administrador del estudio puede optar por habilitar el mapa interactivo si hay dudas sobre la ubicación. Los usuarios del portal pueden seleccionar parámetros a través de varios filtros y tener una visión general de los resultados de las asignaturas a nivel geográfico, como se presenta en Figura .6




Figura 6 - Mapa interactivo

3.2 BI DASHBAORD

Además del mapa interactivo, hay otras pestañas en el panel de control que pueden configurarse con estadísticas generales del estudio, como registros y cumplimiento del protocolo - Figura . 7




Figura 7 - Descripción general del registro y el cumplimiento del estudio




Figura 8 - Resumen estadístico de las actividades medidas del estudio

4 TEMAS

4.1 AÑADIR UN ASUNTO

Los sujetos se importan a Healthentia a través de una integración con un EDC como sujetos inactivos que se activan una vez que han iniciado sesión en Healthentia, pueden añadirse manualmente mediante el botón de la Lista de sujetos o invitarse a través del sistema desde las Invitaciones de sujetos. El email utilizado para la invitación será reconocido por el sistema para permitirles, al registrarse en la App, entrar al Estudio específico. **Si no se utiliza el mismo correo electrónico, el Sujeto no se inscribirá en el Estudio correcto.**




Figura 9 - Invitar a sujetos

De forma similar a la invitación por correo electrónico anterior, el investigador puede invitar a los pacientes proporcionándoles un código. Los sujetos pueden introducir este código en el registro, incluso si no han recibido un correo electrónico. Una vez que se registran, se conectan automáticamente sólo a ese estudio específico. Se pueden generar de forma masiva para utilizar uno por sujeto y o se puede utilizar uno para todos los sujetos del Estudio como se ve en Figura10 : Crear Códigos de Invitación




Figura 10 - Crear códigos de invitación

Cada Sujeto tiene una ficha con los detalles de su perfil y varias otras fichas con diferente información procedente del ePRO o del Rastreador de Actividad

4.2 REGISTRO DE ASUNTOS

En el registro de la asignatura, el usuario del portal que tiene permisos para ver o editar los detalles del paciente y ver los datos relacionados con ePRO y la actividad medida puede tener acceso a las diferentes pestañas de información procedente de diferentes fuentes. Incluso pueden tener la posibilidad de rellenar cuestionarios para ellos.

Figura 11 - Detalles del asunto

4.3 LISTA DE TEMAS

La lista de sujetos reúne en una tabla a todos los pacientes asignados en el estudio específico. La tabla de la lista ofrece una visión general de elementos importantes como fechas, adherencia al Cuestionario, etiquetas, estado de actividad y más.

Email	Subject ID	Registration Date	Qrs Adherence	Tags	Activity Source	Status	Alerts	Actions
008770b1-9470-4993-bb60-...	4N74N	15/04/2020	NaN %	APP TRACKING OPT-OUT	NoTracker	ENROLLED	0	[Edit] [Delete]
0120b285-3b98-43f5-9b83-...	63PLD	22/10/2020	NaN %	LOW APP TRACKING OPT-OUT	NoTracker	ENROLLED	0	[Edit] [Delete]
0200764e-c4c2-4777-8d94-...	FR106	25/04/2020	0 %	APP TRACKING OPT-OUT	NoTracker	ENROLLED	1	[Edit] [Delete]
022c0bd2-897c-40bd-b538-...	Y7B4X	14/04/2020	0 %	HIGH APP TRACKING OPT-OUT	NoTracker	ENROLLED	0	[Edit] [Delete]
02f1db47-6584-4d33-bae1-...	L4DFD	13/10/2020	NaN %	LOW APP TRACKING OPT-OUT	NoTracker	ENROLLED	0	[Edit] [Delete]
038dc094-ec78-4d0f-bcb4-6...	XX0I4	30/09/2021	0 %	APP TRACKING OPT-OUT	NoTracker	ENROLLED	1	[Edit] [Delete]
03ba2883-bc59-4e1e-a756-...	4KPYB	04/12/2020	NaN %	LOW APP TRACKING OPT-OUT	NoTracker	ENROLLED	0	[Edit] [Delete]
058d72a6-57fe-49c9-a1d9-...	ZXF3X	15/04/2021	0 %	APP TRACKING OPT-OUT	NoTracker	ENROLLED	1	[Edit] [Delete]
0639b5a8-b911-43f6-b2f2-2...	FR9E5	30/04/2020	0 %	LOW APP TRACKING OPT-OUT	NoTracker	ENROLLED	0	[Edit] [Delete]
0733e366-bbdb-4a88-ae2a-...	GVDSJ	08/07/2020	NaN %	LOW APP TRACKING OPT-OUT	NoTracker	ENROLLED	1	[Edit] [Delete]

Figura 12 - Lista de materias

4.4 TAG S & DYNAMIC ALERTS (no es un módulo médico)

En la sección de Etiquetas, listamos todas las etiquetas disponibles en el estudio como se ve en Figura13 que se utilizarán para agrupar a los pacientes en su entrada en el sistema o en función de sus respuestas en los cuestionarios. Estas etiquetas pueden adjuntarse a una alerta, como se muestra en Figura14 - Lista de alertas dinámicas . Todas las alertas se muestran en una tabla, como puede verse en Figura14 . Como en todas las secciones del portal, todos los datos pueden exportarse a un fichero Excel.

Title	Created On	Type	Status	Actions
Low	23/03/2020	Auto	ACTIVE	[Edit] [Delete]
Medium	23/03/2020	Auto	ACTIVE	[Edit] [Delete]
High	23/03/2020	Auto	ACTIVE	[Edit] [Delete]
Dev	01/04/2020	Custom	ACTIVE	[Edit] [Delete]
Not Synced	29/05/2020	Auto	ACTIVE	[Edit] [Delete]

Figura 13 - Lista de etiquetas

CREATE DYNAMIC ALERT

Name: *

Status: Active

Portal Alert Message: (You can use {shortid} to include recipient's Short id in your message)

Push Notification Message:

Email List: (Enter emails separated by spaces or commas)

Email Message: (You can use {shortid} to include recipient's Short id in your message)

API Endpoint to Call:

API Alert Codename:

Tags to Apply:

Cancel Create

Figura 14 - Lista de alertas dinámicas

4.5 PANEL DE ALERTAS

Las alertas se muestran en un cuadro de mandos independiente en el que el usuario del portal tiene una visión general de las etiquetas asignadas y de si un paciente requiere una acción inmediata o presenta una baja adherencia en sus informes de cuestionarios.

ALERTS

Filter by Tags: COVID19 POSITIVE, DOSE 1 COVIDVAX, DOSE 2 COVIDVAX, FEEDBACK, FITBIT TOKEN EXPIRED, HIGH COVID RISK, HIVSRQ SYMPTOM, LOW ADHERENCE, LOW COVID RISK, NOT SYNCED, PAZIENTE FRAGILE, PSYCHIATRIC SUPPORT, PSYCHOLOGICAL SUPPORT

Show: 50

Triggered On (Browser Time)	Subject Id	Alert Message	Tag	Manager
21/04/2021, 14:21:27	20575866	Patient 20575866 needs psychological support	PSYCHOLOGICAL SUPPORT	Giulia Micheli
20/04/2021, 16:30:02	14455901	Subject 14455901 has «Questionario sulla Salute - EQ-5D-3L» as pending		Giulia Micheli
18/04/2021, 16:30:01	04588190	Subject 04588190 has «Questionario sulla Salute - EQ-5D-3L» as pending		Giulia Micheli
18/04/2021, 13:15:19	14455901	Patient 14455901 is identified as FRAIL	PAZIENTE FRAGILE	Giulia Micheli
18/04/2021, 13:12:09	14455901	Subject 14455901 has an HIVSRQ symptom alert	HIVSRQ SYMPTOM	Giulia Micheli
17/04/2021, 19:19:56	03806999	Patient 03806999 needs psychological support	PSYCHOLOGICAL SUPPORT	Giulia Micheli
17/04/2021, 16:30:02	03806999	Subject 03806999 has «Questionario sulla Salute - EQ-5D-3L» as pending		Subject answered the questionnaire.
15/04/2021, 16:30:01	15929649	Subject 15929649 has «Questionario sulla Salute - EQ-5D-3L» as pending		Giulia Micheli
10/04/2021, 09:10:41	11294295	Patient 11294295 needs psychological support	PSYCHOLOGICAL SUPPORT	Cristina Seguiti

Figura 15 - Panel de alertas

4.6 LISTAS DINÁMICAS

Las listas dinámicas se utilizan para agrupar pacientes de forma dinámica. Creamos requisitos de agrupación y los pacientes se añaden automáticamente en una lista cuando cumplen los criterios. Los atributos de los pacientes que se pueden utilizar como criterios para filtrar la lista de pacientes son el estado, el cribado, la fecha de finalización o cambio de tratamiento e incluso utilizando etiquetas que se explican más adelante. Como en todas las secciones del portal, todos los datos se pueden exportar a un archivo Excel, como se muestra en Figura .16

DYNAMIC LISTS

Drag a column header here to group by that column

Search...

Title	Description	Created On	Status	Actions
test		05/03/2021	ACTIVE	

5 10 All

1

Figura 16 - Tabla de listas dinámicas

Healthentia
Real World Outcomes

Symptom Tracker

DASHBOARD
STUDY
SUBJECTS
USERS
ALERTS
ECONSENT
NOTIFICATIONS
QUESTIONNAIRES
SYSTEM
DEVICES
AUDIT TRAIL

DETAILS DYNAMIC LISTS

Title:
test
Status:
Active

Description:

Patient Criteria

Status:
Enrolled
Gender:
---Select---
Age:

Baseline Date:
Termination Date:
Tags:
Not Synced

Show:
10

Sr. No	Subject ID	Registration Date
No matching records found		

Showing 0 to 0 of 0 entries (filtered from 95 total entries)

Figura 1 - Detalles de la lista dinámica

5 NOTIFICACIONES

5.1 REGISTRO DE NOTIFICACIONES

En la sección de Notificaciones, podemos ver todas las comunicaciones enviadas por el sistema a los pacientes, podemos crear notificaciones instantáneas o programadas. Todas las notificaciones se listan por fecha en el Listado de Notificaciones y se tiene una vista general del contenido de estas notificaciones y si son de su tipo. Como en todas las secciones del portal todos los datos son exportables a un archivo excel, como se presenta en Figura . 18

Description	Type	Content	Recipients	Sent On (User Time)	Sent On (Your Time)
<i>Instant Notification</i>	Instant	View Content	View Recipients (1)	<i>Based on each user's time...</i>	02/02/2022, 16:24:58
<i>Instant Notification</i>	Instant	View Content	View Recipients (1)	<i>Based on each user's time...</i>	02/02/2022, 14:21:49
<i>Instant Notification</i>	Instant	View Content	View Recipients (1)	<i>Based on each user's time...</i>	31/01/2022, 16:28:38
<i>Instant Notification</i>	Instant	View Content	View Recipients (1)	<i>Based on each user's time...</i>	31/01/2022, 16:27:03
<i>Instant Notification</i>	Instant	View Content	View Recipients (1)	<i>Based on each user's time...</i>	28/01/2022, 20:46:50
<i>Instant Notification</i>	Instant	View Content	View Recipients (1)	<i>Based on each user's time...</i>	28/01/2022, 12:33:32
<i>Instant Notification</i>	Instant	View Content	View Recipients (1)	<i>Based on each user's time...</i>	27/01/2022, 15:43:10
<i>Instant Notification</i>	Instant	View Content	View Recipients (1)	<i>Based on each user's time...</i>	27/01/2022, 14:39:19
<i>Instant Notification</i>	Instant	View Content	View Recipients (1)	<i>Based on each user's time...</i>	21/01/2022, 15:03:14
<i>Instant Notification</i>	Instant	View Content	View Recipients (1)	<i>Based on each user's time...</i>	18/01/2022, 11:54:26

Figura 18 - Registro de notificaciones

5.2 NOTIFICACIONES INSTANTÁNEAS

Las Notificaciones Instantáneas son los mensajes ad hoc que el investigador puede enviar a un paciente y que contienen un simple mensaje o acompañan a un cuestionario. Puede seleccionar destinatarios individuales para la notificación a partir de la lista completa de asuntos o filtrar utilizando etiquetas o Listas Dinámicas como se ve en Figura .19

INSTANT NOTIFICATION

Notification Title:

Select Questionnaire:

Choose direct recipient:

Choose Tags:

Select Existing Dynamic List:

[Search](#)

Figura 19 - Notificación instantánea

5.3 NOTIFICACIONES PROGRAMADAS

Las notificaciones programadas son las que se crean al inicio del estudio y sirven para programar el envío de los cuestionarios a un grupo de destinatarios en función de un filtrado por etiquetas o listas dinámicas o a toda la lista.

La programación de una notificación puede hacerse en base a una Fecha regular con un intervalo Diario, semanal o Mensual enviada una vez a una hora específica o recurrente. El sistema también permite al coordinador enviar notificaciones basadas en las fechas específicas del protocolo y X días antes o después de estos días. Puede ver la Lista de Notificaciones en Figura20 y la Nueva Notificación Programada en Figura21 - Nueva Notificación Programada .

Description	Type	Content	Status	Actions
Weekly COVID19 Self-Assessment	Weekly	View Content	INACTIVE	Edit Delete
Test	Monthly	View Content	INACTIVE	Edit Delete

Figura 20 - Notificaciones programadas

EDIT SCHEDULED NOTIFICATION

Description: Status:

Schedule Type: ☒ Regular ☐ By Baseline Date

Frequency: Day of Month: End repeat:

Recipient Tags:

Questionnaires:

Message (Individual Notification):

Figura 21 - Nueva notificación programada

6 MENSAJES-TELECONSULTA

6.1 BUZÓN DE MENSAJES

Los usuarios finales de la aplicación móvil, si la función está activada, pueden enviar un mensaje al investigador/asistente de estudio e iniciar una conversación. Si es necesario, el investigador puede iniciar un enlace de vídeo de teleconsulta que será válido durante 15 minutos. Véase la bandeja de entrada en Figura 22 y la conversación en Figura 23 .




Figura 22 - Bandeja de entrada de mensajes




Figura 23 - Conversación de mensajes

6.2 TELECONSULTA

Si es necesario, el investigador puede iniciar un enlace de vídeo de teleconsulta que será válido durante 15 minutos, como se muestra en la figura siguiente.




Figura 24 - Teleconsulta

7 ECONSENT

7.1 ECONSENT

Si el ensayo tiene un eConsent activo, el eConsent es activado por la aplicación Healthentia después de que el usuario se haya registrado y esté de acuerdo con los Términos de la aplicación Healthentia. Cada formulario de eConsent debe tener una única Versión y un único Título en el contexto de este estudio o centro (en caso de ensayos multicéntricos). Al crear o editar un formulario de eConsentimiento, los usuarios con el permiso adecuado podrán (1) añadir un campo de texto sin formato para escribir los "Términos" del formulario de eConsent; (2) añadir un campo de texto sin formato para escribir la "Introducción" del formulario de eConsent; (3) cargar una url de un proveedor de streaming de vídeo en el formulario de eConsent; y (4) definir un Estado. Una configuración de eConsent tiene tres estados: "borrador", "activo" e "inactivo". Mientras está en modo "borrador", el eConsent es editable. Una vez que el investigador cambia su estado a "activo", el eConsent queda bloqueado y deja de ser editable. El estado "inactivo" se da a los formularios de eConsent que ya no están activos pero que han sido firmados al menos por un participante en el estudio. Véase Figura25 y Figura .26




Figura 25 - Lista eConsent





Figura 26 - Configuración de eConsent

El proceso de firma de un formulario de eConsent sólo puede completarse después de que el usuario de la aplicación móvil haya verificado su identidad proporcionando un código recibido por correo electrónico o teléfono móvil. Una vez que el participante ha firmado el eConsent, se crea un documento pdf con el nombre, la fecha y la firma del participante sobre el texto sin formato de los Términos. El documento pdf creado después de que el participante haya firmado el eConsent se guarda en los documentos de Healthentia Patient con el tipo "consentimiento". Una vez que el participante ha firmado el eConsent, la etiqueta del eConsent en la lista de asuntos cambia de "no iniciado" a "requiere firma".



Healthentia
Real World Outcomes

Symptom Tracker

DASHBOARD

STUDY

SUBJECTS

USERS

ALERTS

ECONSENT

eConsent Setup

Patient Status

NOTIFICATIONS

QUESTIONNAIRES

SYSTEM

DEVICES

AUDIT TRAIL

SUBJECT ECONSENT LIST

Drag a column header here to group by that column

Search...

Sr. No	Email	Short Id	Consent Info	Version	Consent Date	Comprehension	Status	File
1	008770b1-9470-499...	4N74N	ECONSENT	1			NOT REQUIRED	
2	0120b285-3b98-43f...	63PLD	ECONSENT	1			NOT REQUIRED	
3	0200764e-c4c2-477...	FR106	ECONSENT	1			NOT REQUIRED	
4	022c0bd2-897c-40b...	Y7B4X	ECONSENT	1			NOT REQUIRED	
5	02f1db47-6584-4d3...	L4DFD	ECONSENT	1			NOT REQUIRED	
6	0386c094-ec78-460...	XXOI4	ECONSENT	1			NOT REQUIRED	
7	03be2883-bc59-4e1...	4KPYB	ECONSENT	1			NOT REQUIRED	
8	058672a6-57fe-49c...	ZXF3X	ECONSENT	1			NOT REQUIRED	
9	0636b5a8-b911-43f...	FR9E5	ECONSENT	1			NOT REQUIRED	
10	0733e366-bbdb-4a...	GVD5J	ECONSENT	1			NOT REQUIRED	

10 20

< 1 2 3 4 5 ... 36 >

Figura 27 - Lista de sujetos eConsent

8 CUESTIONARIOS

8.1 LISTA DE CUESTIONARIOS

El portal permite a los coordinadores del estudio crear un cuestionario con diferentes tipos de preguntas, pero también permite cargar el cuestionario desde un archivo Excel especificado. A continuación, estos cuestionarios se envían al paciente a través de una notificación. En la gestión de cuestionarios se puede ver la lista de cuestionarios disponibles en el estudio y el número de preguntas que tiene cada uno, así como su estado y fecha de creación.

Se facilita una lista de cuestionarios cualificados. Un cuestionario cualificado, concretamente una medida de resultados comunicados por el paciente (PROM), en el contexto de un sistema de investigación clínica, se refiere a un instrumento estandarizado y validado que se utiliza para evaluar los resultados sanitarios directamente de los pacientes. Estos cuestionarios cualificados incluyen un conjunto estandarizado de preguntas y se validan mediante procesos científicos rigurosos para garantizar su fiabilidad, validez y capacidad de respuesta al cambio. Los cuestionarios cualificados se identifican mediante una etiqueta en la herramienta de gestión de cuestionarios. Este subconjunto de cuestionarios forma parte de los módulos médicos de Healthentia y están sujetos al marcado CE. Esto también se describe en el sitio web y hay una lista disponible en el portal de los profesionales sanitarios.

Como en todas las secciones del portal, todos los cuestionarios pueden exportarse a un archivo Excel.

Title	Codename	Type	No. of Questions	Types	Created On	Status	Actions
Initial Questionnaire	ISPRINT_COVID19	Simple	11	Initial	16/03/2020	ACTIVE	
Body temperature	ISPRINT_FEVER	Simple	1	ADD-REVIEW-EDIT	18/03/2020	ACTIVE	
Cough	ISPRINT_COUGH	Simple	2	ADD-REVIEW-EDIT	18/03/2020	ACTIVE	
Fatigue	ISPRINT_FATIGUE	Simple	1	ADD-REVIEW-EDIT	18/03/2020	ACTIVE	
Difficulty of breath...	ISPRINT_DBREATH	Simple	1	ADD-REVIEW-EDIT	26/03/2020	ACTIVE	
Headache	ISPRINT_HEADACHE	Simple	1	ADD-REVIEW-EDIT	26/03/2020	ACTIVE	
Muscle Pain	ISPRINT_MUSCLES	Simple	2	ADD-REVIEW-EDIT	26/03/2020	ACTIVE	
Abdominal pain	ISPRINT_ABDPAIN	Simple	1	ADD-REVIEW-EDIT	26/03/2020	ACTIVE	
Diarrhea	ISPRINT_DIARRHEA	Simple	1	ADD-REVIEW-EDIT	26/03/2020	ACTIVE	
Nausea	ISPRINT_NAUSEA	Simple	1	ADD-REVIEW-EDIT	26/03/2020	ACTIVE	
Loss of Smell/Taste	ISPRINT_TASTESM	Simple	1	ADD-REVIEW-EDIT	31/03/2020	ACTIVE	
Oxygen saturation	ISPRINT_OXYGEN	Simple	1	ADD-REVIEW-EDIT	07/04/2020	ACTIVE	
Weekly Questionnaire	ISPRINT_COVID19_D	Simple	4		08/04/2020	ACTIVE	
Add or take photo	PHOTO	Simple	1	ADD-REVIEW-EDIT	24/04/2020	ACTIVE	
Emotional State	EMOSTATUS	Simple	1	ADD-REVIEW-EDIT	06/05/2020	INACTIVE	

Figura 28 - Gestión de cuestionarios

Cuando creas uno nuevo defines el título y el tipo de cuestionario (selecciónalo de una lista creada por el administrador) y subes una imagen característica para él si quieres que se muestre en la app y empiezas a añadir las preguntas una a una. En las

opciones de pregunta puedes elegir entre una variedad de controles de interfaz de usuario como si la pregunta es única, múltiple, texto de entrada o barra deslizante como se presenta en Figura .29

VIEW QUESTIONNAIRE

Title (Edit): Body temperature
Codename: ISPRINT_FEVER
Types: Add-Event-List
Status: Active
Image: [Image placeholder]
Color: E55853
Description: [Text area]

QUESTION LIST

Show: 10 | Export | Clear Search Filters

No	Code	Question	UI Control	Created On
1	FEVER	What is your body temperature?	Numerical Input	16/03/2020

Showing 1 to 1 of 1 entities

Figura 29 - Detalles del cuestionario simple

VIEW QUESTIONNAIRE

Title (Edit): Initial Questionnaire
Codename: ISPRINT_COVID19
Types: Initial
Status: Active
Image: [Image placeholder]
Color: 808080
Description: [Text area]

QUESTION LIST

Show: 10 | Export | Clear Search Filters

No	Code	Question	UI Control	Created On
1	BIRTHDT	Enter your Birthdate	Date	13/04/2020
2	GENDER	Define your gender:	Single Choice	16/03/2020
3	DIAGNOSE	Have you been diagnosed with COVID-19?	Single Choice	16/03/2020
4	SYMPTOMS	Do you currently have any of the following symptoms?	Multiple Choice	16/03/2020
5	MEDICIN	Do you usually get any of these medications?	Single Choice	01/04/2020

Figura 30 - Cuestionario compuesto

9 USUARIOS

9.1 FUNCIONES Y PERMISOS

Esta sección es utilizada por el administrador para crear los roles principales y sus permisos en las secciones del portal. Los permisos pueden configurarse para ver, editar y eliminar, como se muestra en Figura .31

ROLES & PERMISSIONS FOR ORG_1

Drag a column header here to group by that column

Search...

Name	Actions
App Manager	Edit Delete
Application	Edit Delete
CRO Assistant	Edit Delete
Investigator	Edit Delete
Organization Admin	Edit Delete
System Administrator	Edit Delete
test	Edit Delete
Viewer	Edit Delete

10 20 50 100 All

CREATE ROLE

Name: *

The Role

Role Access Permissions:

- ☒ All
- ☒ Dashboard
 - ☒ Export
- ☒ Subject
 - ☐ Create
 - ☐ Edit
 - ☐ Details
 - ☐ Personal Details
 - ☐ Delete
 - ☐ View Email
- ☒ Reported Events
 - ☒ Export
 - ☒ Details
- ☐ Reported Questionnaires
 - ☐ Export
 - ☐ Notifications
 - ☐ Measured Activity Analytics
- ☐ Consent Actions
 - ☐ Export
 - ☐ Export
- ☐ Instant Notification
- ☐ Scheduled Notification
 - ☐ Create
 - ☐ Edit
 - ☐ Delete
 - ☐ Details
 - ☐ ViewContent
 - ☐ Export
- ☐ Questionnaire
 - ☐ Create
 - ☐ Edit

Figura 31 - Gestión de roles y Añadir nuevo rol

9.2 LISTA DE USUARIOS

En la lista de usuarios se encuentran todos los usuarios del portal asignados al estudio. El administrador del estudio puede crear o invitar a nuevos usuarios o asignar los existentes a un estudio específico con un rol de permiso. El usuario proporciona el correo electrónico de un investigador que desencadena un correo electrónico generado automáticamente a ese correo electrónico. Una vez recibido, los investigadores deben confirmar el correo electrónico y seguir un registro. A continuación, esta lista se puede exportar a un Excel, como se muestra en Figura . 32

The screenshot displays the Healthentia User Management interface. On the left is a sidebar with navigation options: Symptom Tracker, DASHBOARD, STUDY, SUBJECTS, USERS, User List, User Invitations, ALERTS, ECONSSENT, NOTIFICATIONS, QUESTIONNAIRES, SYSTEM, DEVICES, and AUDIT TRAIL. The main content area is titled 'USER MANAGEMENT' and contains a table of users. The table has columns for Email Address, Role, Organization, Created On, and Actions. Below the table are pagination controls showing 5 and 10 items per page, and a page number 2. To the right of the table is a 'CREATE USER' form with fields for First Name, Last Name, Email Address, Password, Confirm Password, Role, Time Zone, and Sites. The form includes 'Cancel' and 'Submit' buttons.

Email Address	Role	Organization	Created On	Actions
8afe7900-8d69-4030-b546-8c94f2165170@healthentia.com	Application	ORG_1	02/10/2020	[Edit] [More]
bb426815-dbe6-4182-862e-56139ef4d9cd@healthentia.com	System Administrator	ORG_1	01/03/2021	[Edit] [More]
ef9be18f-06ec-4bc1-b551-a8fada21ffe8@healthentia.com	System Administrator	ORG_1	02/10/2020	[Edit] [More]
f0c0b242-19b7-49b3-9b56-cb442ae32b95@healthentia.com	System Administrator	ORG_1	02/10/2020	[Edit] [More]
f6340709-2eb5-48d7-b755-38c5db756c91@healthentia.com	System Administrator	ORG_1	02/10/2020	[Edit] [More]

CREATE USER

First Name: * Last Name: *

Email Address: * Password: Confirm Password:

Role: * Time Zone: *

Sites:

Figura 32 - Gestión y creación de usuarios

10 RUTA DE AUDITORÍA

10.1 REGISTRO DEL PORTAL

En la sección de Gestión de Logs se recogen todas las acciones que realizan los usuarios, desde su visualización hasta su edición o eliminación. La lista de acciones de registro se puede filtrar por fecha desde la parte superior de la página, mientras que cada columna de la tabla permite la búsqueda de un resultado concreto. También se puede abreviar por orden alfabético o numérico por columna. Al ver los detalles del registro puede obtener más información sobre la acción notificada. Como en todas las secciones del portal, todos los datos pueden exportarse a un fichero Excel.

PORTAL LOG

Drag a column header here to group by that column

Search...

Email	Action	Component	Message	Time Stamp
e99be18f-06ec-4bc1-b551-a8fada21...	View	Subject	Subject List on Study: Symptom Trac...	2022/02/03 09:26:32
e99be18f-06ec-4bc1-b551-a8fada21...	Login	User	SUCCESS	2022/02/03 09:26:26
6cabf309-039d-4ade-a5c5-875a763...	View	Medication	Medication List of Subject: Se531aa...	2022/02/03 09:25:39
6cabf309-039d-4ade-a5c5-875a763...	View	PatientQuestionnaire	Subject Questionnaire List of Subjec...	2022/02/03 09:25:39
6cabf309-039d-4ade-a5c5-875a763...	View	EConsent	EConsent List of Subject: Se531aae...	2022/02/03 09:25:39
6cabf309-039d-4ade-a5c5-875a763...	View	Alert	Alert List of Subject: Se531aae-76e4...	2022/02/03 09:25:38
6cabf309-039d-4ade-a5c5-875a763...	View	Conversation	Alert List of Subject: Se531aae-76e4...	2022/02/03 09:25:38
6cabf309-039d-4ade-a5c5-875a763...	View	PatientQuestionnaire	Subject Questionnaire List of Subjec...	2022/02/03 09:25:38
6cabf309-039d-4ade-a5c5-875a763...	View	Subject	Subject Item on Study: Symptom Tra...	2022/02/03 09:25:35
6cabf309-039d-4ade-a5c5-875a763...	View	Subject	Subject List on Study: Symptom Trac...	2022/02/03 09:25:35

10 20 < 1 2 3 4 5 ... 199 >

Figura 33 - Gestión de registros y detalles

10.2 REGISTRO DE SOLICITUDES

El registro de la aplicación, proporciona información sobre las acciones de los sujetos, por ejemplo, su participación en los cuestionarios, como se muestra en Figura

APPLICATION LOG

Drag a column header here to group by that column

Search...

Subject ID	Description	Log Type	Component	Time Stamp
O31ES	FAILED	FailedLogin	Subject	2022/02/03 09:27:34
O31ES	LOG_OUT	Logout	Subject	2022/02/03 09:24:00
O31ES	SUCCESS (NOT_CONFIRMED_EMAIL) Login	Login	Subject	2022/02/03 08:26:38
JAQVU	LOG_OUT	Logout	Subject	2022/02/03 08:26:22
JAQVU	SUCCESS (NOT_CONFIRMED_EMAIL) Login	Login	Subject	2022/02/03 08:25:28
O31ES	LOG_OUT	Logout	Subject	2022/02/03 08:25:17
DMT6E	SUCCESS (NOT_CONFIRMED_EMAIL) Login	Login	Subject	2022/02/02 03:01:34
DMT6E	SUCCESS (NOT_CONFIRMED_EMAIL) Login	Login	Subject	2022/02/02 02:54:14
O31ES	SUCCESS (NOT_CONFIRMED_EMAIL) Login	Login	Subject	2022/02/02 02:33:03
DMT6E	SUCCESS (NOT_CONFIRMED_EMAIL) Login	Login	Subject	2022/02/02 01:25:24

10 20 < 1 2 3 4 5 ... 20 >

Figura 34 - Detalle del registro de aplicaciones