



ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ПАЦИЕНТИ



IFU Version v4.0.4
06/10/2025

INNOVATION SPRINT SRL
Clos Chapelle-aux-Champs 30, bte 1.30.30
1200 Brussels, Belgium

REF

Healthentia – Mobile-app

SN

V4.0





ИНФОРМАЦИЯ

Приложението Healthentia се състои от набор модули. Някои от тях са медицински софтуер, покрит със CE маркировка според Европейско Регламент 2017/745:

- Виртуален треньор: Позволява на потребителя (субект/пациент) да взаимодейства с виртуален разговорен треньор с информативна и мотивационна цел.
- еДневник: Позволява представянето на всички съобщени резултати от пациента във вид на списък, групиран по дни или по симптоми. Така пациентите имат достъп по всяко време до своя електронен дневник и могат да проследяват прогреса на съобщените резултати.
- Витали: Жизнените показатели се събират и се виждат от потребителите на мобилното приложение чрез уиджети.
- Анкети: Позволява на потребителя да комуникира резултати и оценки на резултатите по структуриран начин.
- Консумация на течности: Уиджетът за консумация на течности дава обзор на приетата вода.
- Хранене: Уиджетът за хранене дава възможност за преглед и редакция на консумацията на различни категории храни от интерес.
- Тегло: Уиджетът за тегло дава възможност за ръчно добавяне и чрез цифрова везна да се измерва и преглежда теглото.

За повече информация, моля посетете: <https://healthentia.com>

За въпроси или искания, свързани с поверителността, можете да се свържете с: dpo@healthentia.com

За общи въпроси, можете да се свържете с: info@healthentia.com

Докладване на сериозен инцидент

При възникване на сериозен инцидент, свързан с медицинското приложение Healthentia, можете да се свържете с производителя (Innovation Sprint Srl) на: support@healthentia.com, както и с компетентния орган във вашата местност.

Техническа поддръжка

Поддръжката на Healthentia се предоставя на принципа на най-добри усилия.

За техническа помощ можете да се свържете с: support@healthentia.com

Екипът за поддръжка ще ви отговори в рамките на 1 работен ден.

Хартиена версия на Инструкциите за употреба (IFU)

Ако желаете хартиена версия на инструкциите за употреба, моля свържете се с производителя на следния имейл адрес: info@healthentia.com.

Ще бъде доставена в рамките на 7 календарни дни след получаване на заявката.





НАМЕРЕНА ЦЕЛ

Приложението Healthentia е част от Healthentia решението, софтуер предназначен за:

а) събиране и предаване на физиологични данни, включително сърдечен ритъм, кръвно налягане, кислородна сатурация и тегло, директно на доставчиците на здравни услуги чрез автоматизирани електронни средства в комбинация с валидирани IoT устройства; б) визуализация (табла за субекти) и математическа обработка на данни (анализ на тенденции, аларми), свързани с физиологичните параметри на пациента с хронично заболяване; в) предаване на резултатите и оценките, свързани със здравословното състояние на пациента, фактори влияещи на здравето, качеството на живот, познания за заболяването и спазване на лечението чрез валидирани въпросници; г) взаимодействие на потребителя (субект/пациент) с виртуален разговорен треньор с информативна и мотивационна цел, с цел подкрепа на телемедицински мониторинг, вземане на решения и виртуално обучение.

КЛИНИЧНИ ПОЛЗИ

Използването на Healthentia позволява:

- Предоставяне на обективни данни за здравните специалисти с цел подпомагане на диагностицирането.
- Проследяване на еволюцията на физиологичните параметри чрез анализ на тенденциите в данните на пациента.
- Позволява на здравните специалисти да осигурят същото качество и безопасност на грижата, както при стандартната грижа.

КЛИНИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Телемониторинг на хронични заболявания (като сърдечна недостатъчност, рак, ХОББ и др.)

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Healthentia не е предназначен за мониторинг на пациенти в критични ситуации (операционна зала, спешно отделение, интензивно отделение).
- Всяко физическо или когнитивно състояние, което според клинична преценка би попречило на пациента да използва Healthentia, например деменция.
- Устройството не трябва да се използва по време на бременност.
- Healthentia не е тестван при педиатрична популация. Следователно приложението е предназначено само за възрастни (>18 години) и не покрива употребата от деца без надзор.

ЦЕЛЕВА ГРУПА ПАЦИЕНТИ

Пациенти с хронични заболявания, участващи в клинични проучвания или медицинско лечение.

НАСОЧЕНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

Телемониторирани пациенти и техните здравни специалисти.

СРЕДА НА ИЗПОЛЗВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Healthentia може да се използва като решение за дистанционно наблюдение на пациенти, които са изписани от болница и трябва да следват определено лечение. Продължителността зависи от изследването, интервенцията или желанието на пациента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Healthentia не се наблюдава в реално време от здравен персонал; предназначен е само за комуникация, която не е в спешни случаи. В случай на спешност се обадете на вашето здравно заведение или на телефонния номер за спешна помощ.
- В някои специални случаи съветите и инструкциите за самопомощ, предоставени от Healthentia, може да не са приложими за вашата ситуация.



Healthentia – Mobile-app

V4.0





- Ако имате въпроси относно грижата за вас, симптомите и управлението им, свържете се с вашия здравен екип.
- Устройството не е предназначено да замени грижата на здравен специалист, включително предписване, диагностика или лечение.
- Телемониторингът не замества редовните прегледи при вашия лекар. Консултирайте се с вашия лекар при тежки и продължителни симптоми.
- В комбинация с Healthentia използвайте само измервателни устройства, чиито технически показатели (точност, прецизност) са проверени от вашия здравен специалист, тъй като това може да повлияе на резултатите от мониторинга.
- Проверявайте съвместимостта на клиничните си данни и правилното им предаване към здравния ви доставчик, тъй като качеството на диагнозата и лечението частично зависи от тази информация.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Вашият здравен доставчик носи отговорност за окончателната оценка на диагнозата и лечението ви. Healthentia предоставя информация, която подпомага диагностични и терапевтични решения, но общият клиничен контекст трябва да бъде взет под внимание преди вземане на каквото и да е решение.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТОЧНОСТ

Изискванията за точност на IoT устройствата, свързани с Healthentia, са посочени по-долу.

измерване	Мин. точност
Кръвно налягане	<10mmHg (поне 85% вероятност)
SpO2	$A_{rms} \pm 2-3\%$ на стойностите на газове в артериалната кръв
Сърце (RHR, макс., ...)	$\pm 10\%$ на входната честота или ± 5 удара в минута
Тегло	$\pm 0.5-1.0$ kg
Физическа активност (стъпки, ...)	n/a
Сън	n/a

Интеграция с други устройства

Приложението Healthentia е съвместимо с други устройства за събиране на информация за начина на живот и жизнените показатели. Поддържаните устройства, предназначени за използване заедно с Healthentia, са:

- Garmin тракери и часовници чрез Garmin API (Android & iOS)**: Fenix 5 Pro, Fenix 6 Pro, Forerunner 945, Vivoactive 4, Vivosmart 4, Venu 2S
- Fitbit тракери и часовници чрез Fitbit API (Android & iOS)**: Versa, Inspire 2
- iHealth устройства чрез Bluetooth (Android & iOS): Свързан монитор за кръвно налягане iHealth Track (KN-550BT), Умна везна за телесен състав iHealth Fit (HS2S)***, Умен пулсов оксиметър - iHealth Air (POM3)
- Polar колан чрез Polar API (Android & iOS): H9**

*Устройството има приемлива точност за предназначенията цел на Healthentia

** Устройството няма приемлива точност за предназначенията цел на Healthentia и може да се използва само за измервания, които не изискват точност (напр. брояч на стъпки, сън).

REF

Healthentia – Mobile-app

SN

V4.0





В комбинация с Healthentia използвайте само измервателни устройства, предписани от вашия здравен доставчик, тъй като това може да повлияе на резултатите от мониторинга ви.

Тези устройства представляват безопасна комбинация и в момента няма конкретна информация за устройства с известни ограничения при комбинация.

Healthentia показва стойностите в международни мерни единици (м, кг, с), независимо от предпочитанията на потребителя в неговото/нейното IoT устройство.

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Поддържан хардуер

Всякакъв смартфон, който използва поддържана операционна система (ОС) – вижте по-долу – е поддържан хардуерен устройството.

Поддържани мобилни ОС

Приложението Healthentia поддържа следните операционни системи на платформите Android и iOS:

Android: версия 7.0 и по-нова

iOS: версия 15.1 и по-нова

Обучение

Не е необходимо обучение за безопасна употреба на устройството.





СИГУРНОСТ И РАБОТНА ЕФЕКТИВНОСТ

Сигурност

Innovation Sprint се ангажира да защитава сигурността на информацията на субектите на данни и предприема разумни мерки за нейното опазване, включително защита срещу неоторизиран достъп, необходим за функционирането на софтуера според предназначението му. В този контекст Innovation Sprint редовно оценява и преглежда технологии, съоръжения, процедури и потенциални рискове, за да поддържа сигурността и поверителността на потребителските данни, като отделя специално внимание на достъпа, базиран на роли, и записите на достъп до здравни данни. Освен това всички потенциални промени в софтуерните приложения, предоставяните услуги и/или хардуерни системи са надлежно обосновани, оценени и регистрирани според международните добри практики и стандарти.


- Избягвайте използването на обществени Wi-Fi мрежи при свързване с Healthentia, когато добавяте и/или управлявате здравни данни и/или детайли от вашия профил.
- Не използвайте устройства с jailbreak.
- Паролите трябва да са поне осем (8) символа дълги и да съдържат знаци от три от следните четири групи: малки букви, главни букви, цифри (0-9), специални символи.
- Никога не съхранявайте паролите си на устройствата си.
- Променяйте паролите си поне на всеки шест месеца.
- Инсталирайте антивирусна програма на устройствата си и я обновявайте редовно.
- Уверете се, че всеки имейл, с който се регистрирате в Healthentia, е ваш.
- Игнорирайте и изтривайте съобщения с подозрителен произход и не следвайте линкове към съмнителни сайтове.
- Не разкривайте по телефон, имейл, интернет форма или социални мрежи поверителна информация като потребителско име и парола.
- Винаги използвайте най-актуалните версии на операционната система на вашето устройство и на приложението Healthentia.
- Препоръчва се да държите Bluetooth настройката на „невидим“ режим (предаване изключено) и да я включвате само когато е необходимо за свързване.
- Избягвайте съхраняването на критична информация (данни за достъп) на устройства с активиран Bluetooth.
- Ако се свързвате с устройство чрез Bluetooth, силно се препоръчва да го правите на безопасно място.

Работна ефективност

- Осигурява обективни данни за здравните специалисти с цел подпомагане на диагностика и управление на пациента;
- Подчертава развитието на физиологичните параметри чрез анализ на тенденциите в данните на пациента;
- Повишава придържането на пациента към лечението.




1 ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО



Изтеглете приложението
Healthentia от iOS App Store или
Google Play Store.




2 ДОБРЕ ДОШЛИ / РЕГИСТРАЦИЯ



2.1 СТРАНИЦА ЗА ДОБРЕ ДОШЛИ

Страницата за добре дошли на Healthentia с предназначение като Медицинско устройство. Опции за регистрация чрез натискане на „Започнете“ или „Вход“.



2.2 КОД ЗА ПОКАНА

Ако сте получили код за покана, можете да го въведете тук, или да го пропуснете.

2 АНКЕТА ЗА НАСТРОЙКА

19:02

STEP 1/4

Create a new account

E-mail Address

Password

Confirm password

Continue

2.3 РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрирайте нов акаунт с имейл и силна парола.

19:02

STEP 2/4

skip

Enter your weight and height

Weight 63.5 KG

Height 1.75 CM

Continue

*The information is used for selecting medical reference values for you for a more personalised experience.

1 2 3
ABC DEF
4 5 6
GHI JKL MNO
7 8 9
PQRS TUV WXYZ
• 0

2.4 ВЪВЕДЕТЕ ТЕГЛО И ВИСОЧИНА

Въведете теглото и височината си за вашия профил.



2 АНКЕТА ЗА НАСТРОЙКА

19:02

< STEP 3/4 skip

Select your gender

Male Female

Continue

*The information is used for selecting medical reference values for you for a more personalised experience.

A blue hand icon with a circular arrow is pointing to the 'Female' button.

2.5 ИЗБЕРЕТЕ ПОЛ

Изберете вашия пол за профила си.

19:02

< STEP 4/4 skip

Select your date of birth

Day Month Year

DD MM YYYY

Finish


*The information is used for selecting medical reference values for you for a more personalised experience.

2.6 ИЗБЕРЕТЕ ДАТА НА РАЖДАНЕ

Изберете вашата дата на раждане за профила си.




2 СЪГЛАСИЯ / РАЗРЕШЕНИЯ



2.7 СТРАНИЦА ЗА СЪГЛАСИЯ


Изберете дали се съгласявате анонимно да споделяте данните си за изследователски цели. Прочетете и приемете Общите условия и Политиката за поверителност на Healthentia и посочете предпочитанията си относно явните съгласия.



2.8 ИЗВЕСТИЕ ЗА РАЗРЕШЕНИЯ


Дайте разрешение на приложението Healthentia да ви изпраща известия, да използва Bluetooth и да се свързва с други устройства.

3 НАЧАЛНА СТРАНИЦА И PUSH ИЗВЕСТИЯ



3.1 НАЧАЛНА СТРАНИЦА

В НАЧАЛНАТА страница ви посреща чатботът, който уведомява за изчакващи въпросници. Под началната страница са разположени различните уиджети, конфигурирани за конкретното проучване.




3.2 PUSH ИЗВЕСТИЯ

Healthentia ви моли да разрешите известията от настройките си, за да можете да получавате напомняния за въпросници и лечение.




3 НАЧАЛНА СТРАНИЦА И PUSH ИЗВЕСТИЯ



3.3 ИЗВЕСТИЯ

В НАЧАЛНАТА страница можете да видите изчакващите въпросници под формата на известия в горния десен ъгъл с икона на камбанка.



3.4 ИЗВЕСТИЯ

В страницата Известия ще намерите списък с изчакващите въпросници, на които трябва да отговорите.



3 НАЧАЛНА СТРАНИЦА И PUSH ИЗВЕСТИЯ




3.5 ПРИНУДИТЕЛНА АКТУАЛИЗАЦИЯ

Когато е налична нова версия на приложението, която е задължително да се обнови, пациентите виждат горната информация и не могат да използват приложението, освен ако не кликнат върху „Актуализирай“.




4 НАЧАЛНИ ДЖАДЖИ



4.1 eDIARY ДЖАДЖА

В началната страница можете да намерите eDiary джаджата, която се използва като дневник за вашето изследване или проследяване на терапия.




4.2 СТРАНИЦА eDIARY

В страницата eDiary можете да видите дневен и седмичен обзор на вашите доклади и подадени въпросници. Също така можете да използвате бутона (+), за да добавите ново събитие.



4 НАЧАЛНИ ДЖАДЖИ



The screenshot shows the 'Cough' screen. At the top, it shows the date and time '09/04/2020 16:15'. Below this, it says 'Cough'. Then, it asks 'Do you have a cough?' with the answer 'A little bit'. Below this, it asks 'Define your cough type:' with the answer 'Dry'.

4.3 eDIARY ИНСАЙТИ


Ако изследването позволява показването на графики със симптоми на потребителя, ще има бутон за отваряне на тази страница. С помощта на календара можете да премествате седмиците напред и назад.

4.4 ПРЕГЛЕД НА ДОКЛАДВАНИ ОТГОВОРИ

Подадените въпросници с отговорите могат да бъдат разгледани.




4 НАЧАЛНИ ДЖАДЖИ



4.5 Дневник на приемите на лекарства

В началната страница (HOME) можете да намерите джаджата за медикаменти, която се използва за настройване на вашия терапевтичен план.




4.6 Дневник на приемите на лекарства

В страницата за дневник на медикаментите (Medication Log) можете да видите дневния график за прием на вашите лекарства. Можете да получите достъп до тях, да ги редактирате или да добавите нов запис.




4 НАЧАЛНИ ДЖАДЖИ



4.7 Виж всички лекарства

В страницата за лечение (Treatment page) можете да получите достъп до всички лечения и да ги конфигурирате.




4.8 Добави/редактирай ново лекарство

В страницата за ново лекарство (New Medication page) можете да зададете име, честота, продължителност на лечението и да добавите напомняне.




4 НАЧАЛНИ ДЖАДЖИ



4.9 ДЕЙНОСТ

В началната страница (HOME) можете да намерите виджета за Активност, който се използва за настройка на вашия трекер.




4.10 СТРАНИЦА С ДЕЙНОСТ

В страницата Активност можете да следите дневните стъпки, разстоянието, изкачените етажи, изгорените калории и активните минути. С календара можете да премествате между дните, а с натискане на „седмично“ можете да видите графики.




4 НАЧАЛНИ ДЖАДЖИ



4.11 ГРАФИКИ НА АКТИВНОСТТА

В седмичната страница с графики за Активност можете да видите седмични данни за стъпки, разстояние, изкачени етажи, калории и активни минути.




4.12 СТРАНИЦА С ДЕЙНОСТ

Не са събрани спортни активности от носимото устройство.




4 НАЧАЛНИ ДЖАДЖИ



4.13 СЪОБЩЕНИЯ

На НАЧАЛНАТА страница можете да намерите модула за Съобщения, който се използва за контакт с вашия Доктор или Болница, както и за телеконсултации.




4.14 СТРАНИЦА С ВХОДЯЩА КУТИЯ

На страницата със Съобщения можете да видите комуникацията с медицинския специалист. Създайте ново съобщение или получите достъп до стаята за телеконсултация.




4 НАЧАЛНИ ДЖАДЖИ



4.15 НЯМА СЪОБЩЕНИЯ

Ако няма съобщения, страницата изглежда по този начин.




4.16 СЪЗДАВАНЕ НА НОВО СЪОБЩЕНИЕ

В полето за съобщения можете да изберете Тема и категория, определени от медицинския специалист, и да въведете вашето съобщение.




4 НАЧАЛНИ ДЖАДЖИ



4.17 ОТВОРЕНО СЪОБЩЕНИЕ


Всички отговори и комуникация се съхраняват в една беседа. Медицинският специалист затваря беседата.



4.18 ТЕЛЕКОНСУЛТАЦИЯ


В беседата със съобщения медицинският специалист може да започне телеконсултация, която ще позволи на потребителя да се включи в 15-минутен прозорец.

4 НАЧАЛНИ ДЖАДЖИ



4.19 МОДУЛ ЗА ТЕЧНОСТИ

На НАЧАЛНАТА страница можете да намерите модула за Течности, който се използва за записване на дневния ви прием на вода и други течности.




4.20 СТРАНИЦА ЗА ТЕЧНОСТИ

На страницата за Течности можете да добавяте чаши вода с бързи бутони за 250-500-750мл и да добавяте други течности като кафе или напитки.




4 НАЧАЛНИ ДЖАДЖИ



4.21 МОДУЛ ЗА СЪН

На НАЧАЛНАТА страница можете да намерите модула за Сън, който се използва за записване на вашия сън ръчно или чрез събиране на данни от носимо устройство.





4.22 ДНЕВНИК НА СТРАНИЦАТА ЗА СЪН

На страницата за Сън можете ръчно да добавяте вашия сън и да навигирате между дните в календара или да разглеждате дневните данни за сън и да изберете да разглеждате и седмични графики.



4 НАЧАЛНИ ДЖАДЖИ



4.23 СТРАНИЦА ЗА СЪН ОТ НОСИМО УСТРОЙСТВО


На НАЧАЛНАТА страница можете да намерите модула за Сън, който се използва за записване на вашия сън ръчно или чрез събиране на данни от носимо устройство.

4.24 СТРАНИЦА ЗА СЪН

На страницата за Сън можете ръчно да добавяте вашия сън и да навигирате между дните в календара или да разглеждате дневните данни за сън и да изберете да разглеждате и седмични графики.




4 НАЧАЛНИ ДЖАДЖИ



4.25 МОДУЛ ЗА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ

На НАЧАЛНАТА страница можете да намерите модула за Кръвно налягане, който се използва за събиране на измервания чрез синхронизирано устройство за кръвно налягане.




4.26 ДНЕВНИК ЗА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ

На страницата за Кръвно налягане можете да добавяте вашите измервания ръчно или чрез синхронизиране на устройство и да навигирате между дните в календара или да разглеждате дневните данни и да изберете да разглеждате седмични и месечни графики.




4 НАЧАЛНИ ДЖАДЖИ



4.27 СТРАНИЦА ЗА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ ОТ УСТРОЙСТВО

На НАЧАЛНАТА страница можете да намерите модула за Кръвно налягане, който се използва за записване на вашите измервания на кръвното налягане ръчно или чрез събиране на данни от устройство.



4.28 СТРАНИЦА ЗА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ ОТ УСТРОЙСТВО

На страницата за Кръвно налягане можете да синхронизирате устройство за кръвно налягане и да събирате автоматични измервания директно от устройството.




4 НАЧАЛНИ ДЖАДЖИ



4.29 СТРАНИЦА ЗА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ РЪЧНО

На НАЧАЛНАТА страница можете да намерите модула за Кръвно налягане, който се използва за записване на вашите измервания на кръвното налягане ръчно или чрез събиране на данни от устройство.




4.30 СТРАНИЦА ЗА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ РЪЧНО

На страницата за Кръвно налягане можете ръчно да добавяте вашите данни и да разглеждате списък с резултатите.




4 НАЧАЛНИ ДЖАДЖИ



4.31 СИНХРОНИЗИРАНЕ НА УСТРОЙСТВО ЗА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ


На страницата за iHealth Кръвно налягане можете да намерите бутона за синхронизиране и събиране на измервания от устройството за кръвно налягане.



4.32 СИНХРОНИЗИРАНЕ НА УСТРОЙСТВО ЗА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ


Ако получите това известие, моля проверете настройките на вашето мобилно устройство дали сте включили Bluetooth и се уверете, че устройството за кръвно налягане е готово за сдвояване.

4 НАЧАЛНИ ДЖАДЖИ



4.33 МОДУЛ ЗА ТЕГЛО


На НАЧАЛНАТА страница можете да намерите модула за Тегло, който се използва за събиране на измервания чрез синхронизирано устройство за тегло.



4.34 ДНЕВНИК ЗА ТЕГЛО

На страницата за Тегло можете да добавяте вашите измервания ръчно или чрез синхронизиране на устройство и да навигирате между дните в календара или да разглеждате дневните данни и да изберете да разглеждате седмични и месечни графики.

4 НАЧАЛНИ ДЖАДЖИ



4.35 СТРАНИЦА ЗА ТЕГЛО ОТ УСТРОЙСТВО

На НАЧАЛНАТА страница можете да намерите модула за Тегло, който се използва за записване на вашите измервания на теглото ръчно или чрез събиране на данни от устройство.




4.36 СТРАНИЦА ЗА ТЕГЛО ОТ УСТРОЙСТВО

На страницата за Тегло можете да синхронизирате кантар и да събирате автоматични измервания директно от устройството.




4 НАЧАЛНИ ДЖАДЖИ



4.37 СТРАНИЦА ЗА ТЕГЛО РЪЧНО


На НАЧАЛНАТА страница можете да намерите модула за Тегло, който се използва за записване на вашите измервания на теглото ръчно или чрез събиране на данни от кантар.



4.38 СТРАНИЦА ЗА ТЕГЛО РЪЧНО


На страницата за Тегло можете ръчно да добавяте вашите данни и да разглеждате списък с резултатите.

4 НАЧАЛНИ ДЖАДЖИ



4.39 СИНХРОНИЗИРАНЕ НА УСТРОЙСТВО ЗА ТЕГЛО

На страницата за iHealth Fit Тегло можете да намерите бутона за синхронизиране и събиране на измервания от кантара.




4.40 СИНХРОНИЗИРАНЕ НА УСТРОЙСТВО ЗА ТЕГЛО

Ако получите това известие, моля проверете настройките на вашето мобилно устройство дали сте включили Bluetooth. Моля повторете процеса на претегляне от началото.



4 НАЧАЛНИ ДЖАДЖИ



4.41 МОДУЛ ЗА ОКСИМЕТЪР

На НАЧАЛНАТА страница можете да намерите модула за Оксиметър, който се използва за записване на вашите данни за кислород ръчно или чрез събиране на данни от оксиметър.




4.42 ДНЕВНИК ЗА ОКСИМЕТЪР

На страницата за Оксиметър можете ръчно да добавяте вашия кислород и да навигирате между дните в календара или да разглеждате дневните данни и да изберете да разглеждате и седмични графики.




4 НАЧАЛНИ ДЖАДЖИ



4.43 СТРАНИЦА ЗА ОКСИМЕТЪР ОТ УСТРОЙСТВО

На НАЧАЛНАТА страница можете да намерите модула за Оксиметър, който се използва за записване на вашите измервания на кислорода ръчно или чрез събиране на данни от оксиметър.




4.44 СТРАНИЦА ЗА ОКСИМЕТЪР ОТ УСТРОЙСТВО

На страницата за Оксиметър можете ръчно да добавяте вашия кислород и да навигирате между дните в календара или да разглеждате дневните данни и да изберете да разглеждате и седмични графики.




4 НАЧАЛНИ ДЖАДЖИ



4.45 СТРАНИЦА ЗА ОКСИМЕТЪР РЪЧНО

На НАЧАЛНАТА страница можете да намерите модула за Оксиметър, който се използва за записване на вашите измервания на кислорода ръчно или чрез събиране на данни от оксиметър.




4.46 СТРАНИЦА ЗА ОКСИМЕТЪР РЪЧНО

На страницата за Оксиметър можете ръчно да добавяте вашите данни и да разглеждате списък с резултатите.




4 НАЧАЛНИ ДЖАДЖИ



4.47 СИНХРОНИЗИРАНЕ НА УСТРОЙСТВО ЗА ТЕГЛО

На страницата за кислородна сатурация можете да намерите бутона за синхронизиране и събиране на данни от интелигентния пулсов оксиметър.




4.48 СИНХРОНИЗИРАНЕ НА УСТРОЙСТВО ЗА ТЕГЛО

Ако получите това известие, моля проверете настройките на вашето мобилно устройство дали сте включили Bluetooth и се уверете, че интелигентният пулсов оксиметър е готов за сдвояване.




5 ДОБАВЯНЕ НА ДОКЛАДИ/ОТГОВАРЯНЕ НА ВЪПРОСНИЦИ



5.1 ДОБАВЯНЕ НА ДОКЛАДИ / СИМПТОМИ


От долната лента можете да изберете да



5.2 ДОБАВЯНЕ НА ДОКЛАДИ / СИМПТОМИ

добавите доклади Отваря се списък с налични въпросници за ДОБАВЯНЕ на доклад или Симптом от централния (+).

5. ОТГОВАРЯНЕ НА ДОКЛАДИ И ВЪПРОСНИЦИ




5.3 ОТГОВАРЯНЕ НА ДОКЛАДИ/ВЪПРОСНИЦИ

Отговорете на въпросника, свързан със симптома, който сте избрали. Кликнете **НАПРЕД**, за да продължите въпросника. Кликнете **ОК**, за да изпратите или **ОТКАЗ**, за да излезете.




6 CHATBOT



6.1 ЧАТБОТ

От долната лента можете да изберете да преминете към чатбота или от съобщението в горната част.





6.2 РАЗГОВОР С ЧАТБОТ

В Чатбота сте посрещнати и ви се показват всички чакащи въпросници. Чатботът ви дава налични опции от въпроси и отговори.



7 СТРАНИЧНО МЕНЮ





7.1 ОПЦИИ В СТРАНИЧНОТО МЕНЮ

От лентата с менюто можете да редактирате вашия профил, да настроите вашия тракер за активност и да включите или изключите изричното съгласие, което сте въвели по време на регистрацията. Можете също така да имате достъп до някои страници със съдържание като ЧЗВ.



7 МЕНЮ - МОЯТ ПРОФИЛ




7.2 РЕДАКТИРАНЕ НА ПРОФИЛ

Можете да редактирате вашия профил и да изберете снимка също. ID-то е идентификационният номер, който ще се използва за комуникация с доктора.




7 МЕНЮ – СМЯНА НА ЕЗИЦИ



7.3 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОФИЛ

От менюто с Настройки отидете в управление на вашия Профил, където можете да редактирате вашите данни




7.4 СМЯНА НА ЕЗИК

На страницата с Профил можете да смените езика.



7 МЕНЮ – СМЯНА НА ЕЗИЦИ (ПРИМЕР)



7.5 ИЗБОР НА ЕЗИК



От менюто с Настройки отидете в управление на вашия Профил, където можете да редактирате вашите данни

7.6 СТРАНИЦА "ОТНОСНО" НА ФРЕНСКИ И ХОЛАНДСКИ

Преведен текст на страницата "Относно"



7 МЕНЮ - ИЗЛИЗАНЕ



7.7 ИЗЛИЗАНЕ

Изберете ИЗЛИЗАНЕ. Запомнете, че Healthentia не може да проследява данни, когато сте излезли.

7.8 ОТНОСНО - ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

На страницата ОТНОСНО можете да намерите цялата информация, свързана с използването на приложението Healthentia.

